

## Elektrody EKG heart+



- pediatryczne i noworodkowe
- do monitorowania i diagnostyki
- do badań holterowskich i wysiłkowych
- do „zadań specjalnych”

Aby skutecznie przeprowadzić badanie elektrokardiograficzne, należy zadbać o nieprzerwany przepływ sygnału ze skóry do aparatu EKG, co wymaga:

- dobrego przygotowania skóry pacjenta,
- najwyższej jakości elektrod **heart+ SORIMEX**,
- właściwego dopasowania elektrod do rodzaju badania.

Elektrody **heart+ SORIMEX** pozwalają zachować doskonałą jakość odbieranych sygnałów EKG w trakcie standardowych i specjalistycznych badań elektrokardiograficznych, a kompletne portfolio ułatwia dopasowanie elektrod do indywidualnych potrzeb pacjentów i personelu medycznego.

Właściwy dobór elektrod EKG zależy od typu badania, wieku pacjenta i jego cech fizycznych. Różnorodność materiałów i żeli zastosowanych do produkcji elektrod **heart+ SORIMEX** pozwala na użycie elektrod odpowiednich do indywidualnych potrzeb personelu medycznego i pacjenta.



## Elektrody EKG pediatriczne i noworodkowe

*heart+ z myślą o delikatnej skórze*

### Elektrody bez przewodów

- różnorodność kształtów i rozmiarów dla łatwego dopasowania do **najmniejszych pacjentów**
- **skuteczność monitorowania** bez względu na żywiołowość dziecka
- **hypoalergiczność** wymagana dla delikatnej skóry
- czujnik pokryty Ag/AgCl zapewniający **doskonale przewodzenie**
- czysty i **wiarygodny sygnał** dzięki zastosowaniu bezpiecznego żelu stałego

EK-S 25 PSG



Ø 25,7 mm  
pianka polietylenowa  
opak. jedn.: 50 szt.  
opak. zbiorcze: 2500 szt.

EK-S 30 PSG



Ø 30 mm  
pianka polietylenowa  
opak. jedn.: 50 szt.  
opak. zbiorcze: 2000 szt.

EK-S 42 PSG



42 x 36 mm  
pianka polietylenowa  
opak. jedn.: 50 szt.  
opak. zbiorcze: 2000 szt.

### Elektrody z przewodem

- **hydrożel** stworzony specjalnie dla elektrod noworodkowych
- szczególnie istotna w inkubatorach odporność na **wysoką wilgotność**
- możliwość **wielokrotnego repozycjonowania** elektrody podczas codziennej pielęgnacji małego pacjenta
- możliwość wykonania **badania rentgenowskiego** bez zdejmowania elektrody (wyróżnienie RTG w nazwie)
- **nie pozostawiają zabrudzeń** i podrażnień
- kompatybilność z kablami EKG zakończonymi gniazdami **DIN 1,5 mm**

EK-1/23 WpHG/2j-L50




23 x 23 mm  
włóknina perforowana  
długość przewodu: 50 cm  
opak. jedn.: 3 szt.  
opak. zbiorcze: 150 szt.

EK-1/23 WpHG/2j-L50/RTG



23 x 23 mm  
włóknina perforowana  
długość przewodu: 50 cm  
opak. jedn.: 3 szt.  
opak. zbiorcze: 150 szt.

EK-1/30 PHG/2j-L50



23 x 30 mm  
pianka polietylenowa  
długość przewodu: 50 cm  
opak. jedn.: 3 szt.  
opak. zbiorcze: 150 szt.

EK-1/30 PHG/2j-L50/RTG



23 x 30 mm  
pianka polietylenowa  
długość przewodu: 50 cm  
opak. jedn.: 3 szt.  
opak. zbiorcze: 150 szt.



## Elektrody EKG do badań holterowskich i wysiłkowych

*heart+ specjalistyczna diagnostyka*

- niezawodność zapisu przy długookresowym monitorowaniu EKG oraz badaniu stress test
- mocny klej dla stabilności elektrody, nawet gdy pacjent jest w ruchu
- codzienna aktywność pacjenta bez zakłóceń zapisu dzięki dedykowanemu mocowaniu przewodów EKG
- elastyczna pianka zapewniająca pacjentowi komfort podczas badania

EK-S 60 P	EK-S 60 PSG	EK-S 61 P	EK-S 61 PSG
			
55 x 40 mm żel ciekły pianka polietylenowa opak. jedn.: 50 szt. opak. zbiorcze: 1500 szt.	55 x 40 mm żel stały pianka polietylenowa opak. jedn.: 50 szt. opak. zbiorcze: 2000 szt.	55 x 53 mm żel ciekły pianka polietylenowa opak. jedn.: 50 szt. opak. zbiorcze: 1200 szt.	55 x 53 mm żel stały pianka polietylenowa opak. jedn.: 50 szt. opak. zbiorcze: 1500 szt.

## Elektrody EKG do „zadań specjalnych”

*heart+ z dedykacją dla aktywnych*

- dla pacjentów szczególnie aktywnych w trakcie badania
- najlepsze dla osób z nadmierną potliwością lub nadwagą lub niedowagą
- delikatna włóknina gwarantująca swobodne oddychanie skóry podczas całego badania w wymagających warunkach
- luźny splót włókniny idealnie dopasowujący do krzywizn ciała
- możliwość wykonania badań rentgenowskich bez zdejmowania elektrody (wyróżnienie RTG w nazwie)

EK-S 45 PSG RTG	EK-S 50 NWSG
	
45 x 42 mm żel stały pianka polietylenowa opak. jedn.: 50 szt. opak. zbiorcze: 1500 szt.	Ø 50 mm żel stały włóknina perforowana opak. jedn.: 50 szt. opak. zbiorcze: 2500 szt.





## Elektrody EKG do monitorowania

*heart+ codzienna precyzja*

### Elektrody jednokrotnego użycia

- elastyczność pianki stabilnie utrzymująca elektrodę, podnosząca **efektywność badania**
- czujnik pokryty Ag/AgCl zapewniający **doskonałe przewodzenie**
- **precyzyjna diagnoza** możliwa dzięki redukcji artefaktów
- różnorodność kształtów, rozmiarów i żeli dająca **komfort dopasowania** elektrody do potrzeb badania

**EK-S 44 PSG**

44 x 30 mm  
żel stały  
pianka polietylenowa  
opak. jedn.: 50 szt.  
opak. zbiorcze: 2000 szt.

**EK-S 45 PSG**

45 x 42 mm  
żel stały  
pianka polietylenowa  
opak. jedn.: 50 szt.  
opak. zbiorcze: 1500 szt.

**EK-S 50 P**

Ø 50 mm  
żel ciekły  
pianka polietylenowa  
opak. jedn.: 50 szt.  
opak. zbiorcze: 1500 szt.

**EK-S 50 PSG**

Ø 50 mm  
żel stały  
pianka polietylenowa  
opak. jedn.: 50 szt.  
opak. zbiorcze: 1500 szt.

**EK-S 55 PSG**

Ø 55 mm  
żel stały  
pianka polietylenowa  
opak. jedn.: 50 szt.  
opak. zbiorcze: 1500 szt.

**EK-S 56 P**

55 x 35 mm  
żel ciekły  
pianka polietylenowa  
opak. jedn.: 50 szt.  
opak. zbiorcze: 1500 szt.

## Elektrody EKG do monitorowania

*heart+ codzienna precyzja*

### Elektrody wielokrotnego użycia

- **szybka i pewna aplikacja** podczas badań spoczynkowych EKG
- możliwość zastosowania u **dorosłych i dzieci**
- **duża powierzchnia** elementu przewodzącego
- mocowanie przeznaczone do połączenia z **wtykiem 4 mm, zatrzaskiem lub klamrą**

EP-30



Ø 30 mm  
elektroda przyssawkowa  
dla dorosłych  
opak. jedn.: 6 szt.

EP-24



Ø 24 mm  
elektroda przyssawkowa  
dla dzieci i dorosłych  
opak. jedn.: 6 szt.

EP-15



Ø 15 mm  
elektroda przyssawkowa  
dla dzieci  
opak. jedn.: 6 szt.

EKK-1



duża  
elektroda klamrowa dla dorosłych  
kolor: czerwony, żółty, zielony, czarny  
opak. jedn.: 4 szt.

EKK-2



mała  
elektroda klamrowa dla dzieci  
kolor: czerwony, żółty, zielony, czarny  
opak. jedn.: 4 szt.



**SORIMEX sp. z o.o. sp. k.**  
ul. Równinna 25, 87-100 Toruń  
tel. 56 657 77 20, fax 56 657 77 21  
e-mail: [biuro@sorimex.pl](mailto:biuro@sorimex.pl)

**Biuro Obsługi Klienta**  
tel. 56 657 77 00 do 04  
fax 56 657 77 10  
e-mail: [sprzedaz@sorimex.pl](mailto:sprzedaz@sorimex.pl)

the heart of experience

[www.sorimex.eu](http://www.sorimex.eu)